

RUBBER HARDNESS TESTER


ゴム・プラスチック硬度計

世界中で最も多く使用されている一般ゴム用のタイプAです。

外形図 Dimensions



ゴム硬度計A型



仕様

硬度指示：1目盛1度  
許容誤差：±1度  
重量：約185g

Specifications

Hardness indication: One degree for one graduation  
Accuracy: ±1 deg.  
Weight: abt. 185 g

符号 Model	価格(円) Price	TYPE	準拠規格 Applicable Standard	用途 Meas Object	試験荷重 Weight Application	押針 Pointer
KR-14A (標準型)	34,000	TYPE A	JIS K 6253 ISO 7619 ASTM D 2240	一般ゴム Ordinary rubber	550-8,050mN (56.1-821.1gf)	
KR-24A (置針型)	39,000					
KR-15D (置針型)	38,000	TYPE D	JIS K 6253 ISO 7619 ASTM D 2240	硬質ゴム Hard rubber	0-44,450mN (0-4,533gf)	
KR-25D (置針型)	39,000					
KR-12KA (置針型)	34,000	TYPE KA	JIS 元 K 6301	一般ゴム Ordinary rubber	539-8,379mN (55-855gf)	
KR-22KA (置針型)	39,000					
KR-16KC (置針型)	38,000	TYPE KC	JIS 元 K 6301	硬質ゴム Hard rubber	980-44,100mN (100-4,500gf)	
KR-26KC (置針型)	39,000					
KR-17E (置針型)	38,000	TYPE E	JIS K 6253	軟質ゴム Soft rubber	550-8,050mN (56.1-821.1gf)	
KR-27E (置針型)	44,000					
KR-137A (置針型)	34,000	TYPE 7A	JIS K 7215 ISO R 868A ASTM D 2240A	プラスチック Plastic	549-8,061mN (56-822gf)	
KR-237A (置針型)	39,000					
KR-11SA (置針型)	38,000	TYPE SA	SRIS 0101 JIS S 6050	軟質ゴム Soft rubber	539-8,385mN (55-855gf)	
KR-21SA (置針型)	39,000					